



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:49 09.09.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 203219;
 2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 18493;
 3. Статус: Действует;
 4. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСЗ 2009/04431 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02937291);
 5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 01.06.2009;
 6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 20.08.2026;
 7. Период действия версии: с 20.08.2026;
 8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
 9. Наименование медицинского изделия: Пластырь Curafix® i.v. для фиксации канюль и катетеров, стерильный
- I. Варианты исполнения:
1. Пластырь Curafix® i.v. Junior для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, 100 шт./упак., в составе:
 - 1.1 Пластырь Curafix® i.v. Junior для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, размер 4,3 см x 5 см.
 - 1.2. Подушечка, размер 1,5 см x 3,0 см.
 2. Пластырь Curafix® i.v. Soft для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с абсорбирующей подушечкой, 50 шт./упак., в составе:
 - 2.1. Пластырь Curafix® i.v. Soft для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с абсорбирующей подушечкой, размер 6 см x 7,5 см.
 - 2.2. Подушечка, размер 1,5 см x 3,0 см.
 3. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом

для контрфиксации, 100 шт./упак., в составе:

3.1. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, размер 5,5 см x 6,5 см.

3.2. Подушечка, размер 1,5 см x 3,0 см.

4. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, 50 шт./упак., в составе:

4.1. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, размер 6 см x 7,5 см.

4.2. Подушечка, размер 1,5 см x 3,0 см.

5. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, размер 9 см x 11 см - 50 шт./упак.

6. Пластырь Curafix® i.v. Film для фиксации канюль и катетеров, стерильный, размер 6 см x 7 см - 100 шт./упак.

7. Пластырь Curafix® i.v. Film для фиксации канюль и катетеров, стерильный, размер - 50 шт./упак.

8. Пластырь Curafix® i.v. Film для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с вырезом, размер 6 см x 7 см - 100 шт./упак.

II. Инструкция по применению.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ФИНКО";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123007, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/1/9-16;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG Ломанн энд Раушер Интернэшнл ГмбХ энд Ко. КГ;

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Westerwaldstrasse 4, 56579, Rengsdorf, Germany;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Westerwaldstrasse 4, 56579, Rengsdorf, Germany;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Германия;

17. ОКП/ОКПД2: 21.20.24.110;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Пластырь Curafix® i.v. для фиксации канюль и катетеров, стерильный предназначен для фиксации канюль и катетеров на коже, а также в качестве механического барьера для защиты места прокола.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 136010;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: L&R International GmbH & Co. KG, Irlicher Strasse 55, 56567 Neuwied, Germany;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
136010	1. Пластырь Curafix® i.v. Junior для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, 100 шт./упак., в составе:
136010	1.1 Пластырь Curafix® i.v. Junior для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, размер 4,3 см x 5 см.
136010	1.2. Подушечка, размер 1,5 см x 3,0 см.
136010	2. Пластырь Curafix® i.v. Soft для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с абсорбирующей подушечкой, 50 шт./упак., в составе:
136010	2.1. Пластырь Curafix® i.v. Soft для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с абсорбирующей подушечкой, размер 6 см x 7,5 см.
136010	2.2. Подушечка, размер 1,5 см x 3,0 см.
136010	3. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, 100 шт./упак., в составе:
136010	3.1. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, размер 5,5 см x 6,5 см.
136010	3.2. Подушечка, размер 1,5 см x 3,0 см.
136010	4. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, 50 шт./упак., в составе:
136010	4.1. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, размер 6 см x 7,5 см.
136010	4.2. Подушечка, размер 1,5 см x 3,0 см.
136010	5. Пластырь Curafix® i.v. Control для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с элементом для контрфиксации, размер 9 см x 11 см - 50 шт./упак.
136010	6. Пластырь Curafix® i.v. Film для фиксации канюль и катетеров, стерильный, размер 6 см x 7 см - 100 шт./упак.

136010	7. Пластырь Surafix® i.v. Film для фиксации канюль и катетеров, стерильный, размер- 50 шт./упак.
136010	8. Пластырь Surafix® i.v. Film для фиксации канюль и катетеров, стерильный, с вырезом, размер 6 см х 7 см - 100 шт./упак.

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

