



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 15:27 06.10.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 197162;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 24681;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСЗ 2010/08784 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02922592);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 30.12.2010;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 11.03.2026;
7. Период действия версии: с 11.03.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips, с принадлежностями
 1. Датчики с линейной матрицей: 11-3L (21356A), 15-6L (21390A), L1038, L11-3, L12-3, L12-5 50, L15-7io , L17-5, L5035 (21360A), L7535 (21359A), L8-4, L9-3, L9-5, VL13-5, L12-4, L18-5, eL1 8-4, XL 14-3 , L12-3 ERGO.
 2. Датчики с конвексной матрицей: 3D6-2, 3D8-4, 3D9-3v, BP10-5ec, C3540 (21321A), C4-2, C5040, C5-1, C5-2, C6-3, C7-3, C8-4v, C8-5, C9-3v, C9-4, C9-4ec, C9-5ec, C10-3v, E6509, V6-2, V7-3, V8-4, V9-4v, C10-4ec, C9-2, C9-4v, C6-2, C9-3 io, mC7-2, V9-2.
 3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: PA 4-2, S12, S12-4, S3, S3-1, S4, S4-1, S4-2, S5-1, S5-2, S6-2 мрт, S7-2 omni, S7-3t, S8, S8-3, S8-3t, T6H, X3-1, X4, X5-1, X6-1, X7-2, X7-2t, X8-2t, S9-2.
 4. Датчики карандашные (волновые): D1914C, D1914V, D2cwc, D2tcd, D5009V, D5cwc.Принадлежности:
 1. Кабель.

2. Гель для пациента.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИПС";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123022, Г.МОСКВА, УЛ СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, Д. 13;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123022, Г.МОСКВА, УЛ СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, Д. 13;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Philips Ultrasound LLC ("Филипс Ультрасаунд ЛЛС");

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Соединенные Штаты;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.140;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Применяются для сбора данных ультразвукового изображения, которые могут использоваться врачами для скрининга, диагностики и при выполнении процедур.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 115690; 181000; 227600; 254030;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. Philips Ultrasound LLC ("Филипс Ультрасаунд ЛЛС"), 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431. 2. Philips Ultrasound LLC ("Филипс Ультрасаунд ЛЛС"), 1 Echo Drive, Reedsville, Pennsylvania, 17084, USA. 3. Philips Ultrasound, Inc ("Филипс Ультрасаунд, Инк"), 3000 Minuteman Road, Andover, Massachusetts, 01810, USA. 4. Philips Ultrasound (Shanghai) Co., Ltd.

(Филипс Ультрасаунд (Шанхай), Ко., Лтд.), 3000 Longdong Boulevard, Building 5, Suite 203, 201203, Shanghai, China;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
115690	1. Датчики с линейной матрицей: 11-3L (21356A)
115690	1. Датчики с линейной матрицей: 15-6L (21390A)
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L1038
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L11-3
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L12-3
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L12-5 50
181000	1. Датчики с линейной матрицей: L15-7io
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L17-5
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L5035 (21360A)
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L7535 (21359A)
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L8-4
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L9-3
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L9-5
115690	1. Датчики с линейной матрицей: VL13-5
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L12-4
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L18-5
115690	1. Датчики с линейной матрицей: eL18-4
115690	1. Датчики с линейной матрицей: XL 14-3
115690	1. Датчики с линейной матрицей: L12-3 ERGO
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: 3D6-2
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: 3D8-4
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: BP10-5ec
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C3540 (21321A)
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C4-2
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C5040
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C5-1
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C5-2
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C6-3
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C7-3
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: C8-4v
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C8-5
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: C9-3v
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C9-4
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: C9-4ec
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: C9-5ec
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: C10-3v
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: E6509
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: V6-2

115690	2. Датчики с конвексной матрицей: V7-3
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: V8-4
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: V9-4v
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: C10-4ec
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C9-2
227600	2. Датчики с конвексной матрицей: C9-4v
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: C6-2
181000	2. Датчики с конвексной матрицей: C9-3 io
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: mC7-2
115690	2. Датчики с конвексной матрицей: V9-2
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: PA 4-2
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S12
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S12-4
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S3
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S3-1
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S4
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S4-1
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S4-2
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S5-1
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S5-2
254030	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S6-2 мрт
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S7-2 omni
254030	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S7-3t
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S8
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S8-3
254030	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S8-3t
254030	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: T6H
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: X3-1
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: X4
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: X5-1
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: X6-1
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: X7-2
254030	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: X7-2t
254030	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: X8-2t
115690	3. Датчики с фазированной (векторной) матрицей: S9-2
115690	4. Датчики карандашные (волновые): D1914C
115690	4. Датчики карандашные (волновые): D1914V
115690	4. Датчики карандашные (волновые): D2cwc
115690	4. Датчики карандашные (волновые): D2tcd
115690	4. Датчики карандашные (волновые): D5009V
115690	4. Датчики карандашные (волновые): D5cwc

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11