



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 17:33 27.05.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 199453;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСЗ 2011/09111 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02929294);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 25.02.2011;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 23.04.2026;
6. Период действия версии: с 23.04.2026;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках
I. Наборы дыхательных контуров для взрослых:
 1. Наборы контуров для инвазивной вентиляции легких:
 - RT200 - взрослый дыхательный контур с двойным обогревом, с камерой MR290, 10 шт./уп.
 - RT100 - взрослый дыхательный контур с двойным обогревом, 10 шт./уп.
 - RT204 - взрослый дыхательный контур с двойным обогревом, с линией давления, с камерой MR290, 10 шт./уп.
 - RT104 - взрослый дыхательный контур с двойным обогревом, с линией давления, 10 шт./уп.
 - RT205 - взрослый дыхательный контур с обогревом линии вдоха с камерой MR290, 10 шт./уп.
 - RT105 - взрослый дыхательный контур с обогревом линии вдоха, 10 шт./уп.
 - RT212 - взрослый дыхательный контур с обогревом линии вдоха с камерой MR290, 10 шт./уп.
 - RT206 - взрослый дыхательный контур с обогревом линии вдоха, с линией давления, с камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT106 - взрослый дыхательный контур с обогревом линии вдоха, с линией давления, 10 шт./уп.

- RT134 - взрослый дыхательный контур без обогрева с линией давления, 10 шт./уп.

2. Наборы контуров для CPAP терапии:

- RT201 - взрослый дыхательный контур CPAP с обогревом линии вдоха и камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT101 - взрослый дыхательный контур CPAP с обогревом линии вдоха, 10 шт./уп.

- RT202 - взрослый дыхательный контур с адаптером для маски CPAP с обогревом линии вдоха и камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT102 - взрослый дыхательный контур с адаптером для маски CPAP с обогревом линии вдоха, 10 шт./уп.

3. Наборы контуров анестезиологических:

- RT109 - взрослый анестезиологический дыхательный контур без обогрева вдоха и выдоха, 10 шт./уп.

- RT116 - взрослый анестезиологический дыхательный контур без обогрева вдоха и выдоха, с линией давления, 10 шт./уп.

- RT117 - взрослый анестезиологический дыхательный контур без обогрева вдоха и выдоха, с трубкой для мешка, 10 шт./уп.

II. Наборы дыхательных контуров для детей:

1. Наборы неонатальных контуров для инвазивной вентиляции:

- RT226 - неонатальный дыхательный контур низкого потока с камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT126 - неонатальный дыхательный контур низкого потока, 10 шт./уп.

- RT225 - неонатальный дыхательный контур опорного потока с камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT125 - неонатальный дыхательный контур опорного потока, 10 шт./уп.

- RT227 - неонатальный дыхательный контур опорного потока SLE с камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT127 - неонатальный дыхательный контур SLE, 10 шт./уп.

2. Наборы неонатальных контуров для CPAP терапии:

- RT324 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT224 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT124 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока, 10 шт./уп.

3. Набор неонатальных контуров для кислородной терапии:

- RT329 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с клапаном сброса давления, 10 шт./уп.

- RT229 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока при СДППД с камерой MR290, 10 шт./уп.

- RT129 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока при СДППД, 10 шт./уп.

III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм):

- RT235 - дыхательный контур для опорного потока, 10 шт./уп.

- RT236 - дыхательный контур для низкого потока, 10 шт./уп.

- RD100-10 - дыхательный контур без обогрева, 10 шт./уп.
- RD110-10 - дыхательный контур с обогревом, 10 шт./уп.
- 900RD014-10 - дыхательный контур без обогрева, с маской 42 мм, 10 шт./уп.
- 900RD015-10 - дыхательный контур без обогрева, с маской 50 мм, 10 шт./уп.
- 900RD016-10 - дыхательный контур без обогрева, с маской 60 мм, 10 шт./уп.
- 900RD010 - дыхательный контур без обогрева, с клапаном ПДКВ, 10 шт./уп.
- 900RD110 - дыхательный контур с обогревом, с клапаном ПДКВ, 10 шт./уп.

IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм):

- RT112 - дыхательный контур с обогревом вдоха, 10 шт./уп.
- RT443 - дыхательный контур для применения на дому, 10 шт./уп.
- RT203 - дыхательный контур с линией вдоха, с обогревом и камерой MR290, 10 шт./уп.
- RT219 - дыхательный контур с обогревом вдоха, с линией давления и камерой MR290, 10 шт./уп.
- RT240 - дыхательный контур с обогревом вдоха и выдоха, с материалом Euaqua, 10 шт./уп.
- RT319 - дыхательный контур с обогревом вдоха, с линией давления, камерой MR290 и фильтром, 10 шт./уп.
- RT340 - дыхательный контур с обогревом вдоха и выдоха, с материалом Euaqua и фильтром, 10 шт./уп.
- RT900 - дыхательный контур с двойным обогревом, с камерой и с мягкой этикеткой, 5 шт./уп.
- RT023 - дыхательный контур для отучения от ИВЛ, 20 шт./уп.
- 900RT002 - дыхательный контур без обогрева с трубкой вдоха, адаптером для подсоса воздуха, трубкой подачи кислорода, камерой MR210 и маской, 20 шт./уп.
- 900RT009 - дыхательный контур без обогрева с трубкой вдоха, адаптером для подсоса воздуха, трубкой подачи кислорода и камерой MR210, 20 шт./уп.
- 900RT010 - дыхательный контур без обогрева с трубкой вдоха, адаптером для подсоса воздуха, трубкой подачи кислорода и камерой MR290, 20 шт./уп.
- RT307 - дыхательный контур без обогрева с трубкой вдоха, адаптером для подсоса воздуха и камерой MR290, 10 шт./уп.
- RT308 - дыхательный контур с обогревом линии вдоха, подсосом воздуха и камерой MR290, 10 шт./уп.
- RT333 - дыхательный контур с обогревом линии вдоха, подсосом воздуха и камерой MR250, 10 шт./уп.
- RT407 - дыхательный контур без обогрева, трубкой вдоха, подсосом воздуха, гибким соединителем и камерой MR290, 10 шт./уп.
- RT408 - дыхательный контур с обогревом линии вдоха, подсосом воздуха, гибким соединителем и камерой MR290, 10 шт./уп.
- RT026 - дыхательный контур взрослый с линией выдоха, с обогревом, 20 шт./уп.
- RT103 - дыхательный контур взрослый с линией вдоха, с обогревом, 10 шт./уп.

V. Набор адаптеров RT010 для установки распылителя (20 шт./уп).

VI. Набор масок RD800-EN (5 шт.).

VII. Отдельные упаковки:

1. Камеры увлажнителя взрослые: MR210, 40 шт./уп., MR210X, 10 шт./уп., MR250, 40 шт./уп., MR250X, 10 шт./уп.
2. Камеры увлажнителя детские: MR225, 50 шт./уп., MR225X, 10 шт./уп.
3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290, 40 шт./уп., MR290X, 10 шт./уп., MR290U, 40 шт./уп., MR290UX, 10 шт./уп., MR290V, 40 шт./уп., MR290VX, 10 шт./уп., MR290HFV, 40 шт./уп.
4. Адаптер для катетеров 3222-504G, 50 шт./уп.
5. Адаптеры для камеры увлажнителя: 900MR161, 1 шт./уп., 900MR161L, 50 шт./уп., 900MR162, 1 шт./уп., 900MR162L, 50 шт./уп.
6. Адаптер соединителя 900MR835, 50 шт./уп.
7. Адаптер 900MR961 для камеры увлажнителя, два газа, 20 шт./уп.
8. Адаптер RT021 гибкого соединения с тройником, 20 шт./уп.
9. Адаптер RT022 гибкого соединения, 20 шт./уп.
10. Адаптер RT030 для тройника распылителя, 20 шт./уп.
11. Адаптеры для подсоса воздуха: RT001, 20 шт./уп., RT008, 20 шт./уп.
12. Тройник пациента неонатальный RT029, 20 шт./уп.
13. Трубки кислородные: 900RT003, 50 шт./уп., 900RD008, 10 шт./уп., 900RD009, 10 шт./уп.
14. Держатель шлангов RT028, 20 шт./уп.
15. Отражатели тепла: 900MR208, 20 шт./уп., NC040-10, 10 шт./уп., NC041-10, 10 шт./уп.
16. Обтурирующие обертки: NC100-10, 10 шт./уп., NC100-25, 25 шт./уп., NC100-SK, 1 шт./уп.
17. Тестовые легкие: RD020-01, 1 шт./уп., 500RD106, 1 шт./уп.
18. Фильтр вдоха и выдоха RT019, 20 шт./уп.
19. Фильтр выдоха RT020, 20 шт./уп.
20. Канюли носовые для недоношенных детей: RT091, 20 шт./уп., BC2425-20, 20 шт./уп.
21. Канюли носовые для новорожденных детей: RT092, 20 шт./уп., BC2435-20, 20 шт./уп.
22. Канюли носовые для младенцев: RT093, 20 шт./уп., BC2745-20, 20 шт./уп.
23. Канюли носовые для детей: RT094, 20 шт./уп., BC3780-20, 20 шт./уп.
24. Канюли носовые для взрослых RT095, 20 шт./уп.
25. Канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20, 20 шт./уп.
26. Маски кислородные неонатальные: RD803-10, 10 шт./уп., RD804-10, 10 шт./уп., RD805-10, 10 шт./уп., RD806-10, 10 шт./уп., RD807-10, 10 шт./уп.
27. Маски кислородные для взрослых: 900RT004, 50 шт./уп., 900RT005, 50 шт./уп.
28. Маски кислородные для детей 900RT006, 50 шт./уп.
29. Маски носовые: RT033, 20 шт./уп., RT034, 20 шт./уп., RT042, 10 шт./уп., RT050, 20 шт./уп., RT051, 20 шт./уп., RT052, 20 шт./уп.
30. Маски лицевые: RT040S, 10 шт./уп., RT040M, 10 шт./уп., RT040L, 10 шт./уп., RT041L, 10 шт./уп., RT041M, 10 шт./уп., RT041S, 10 шт./уп.
31. Маска трахеостомические RT035, 20 шт./уп.
32. Удлинитель трубки (22 мм.) RT024, 20 шт./уп.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИШЕР

ЭНД ПЭЙКЕЛ ХЕЛСКЭР";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 109428, ГОРОД МОСКВА,ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 18, ЭТ. 10 КОМН. № 7А;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 109428, ГОРОД МОСКВА,ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 18, ЭТ. 10 КОМН. № 7А;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Fisher&Paykel Healthcare Ltd. (Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лтд.);

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, New Zealand;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, New Zealand;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Новая Зеландия;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.21.123;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделия медицинские для кислородной терапии и искусственной вентиляции (далее изделие) применяются для транспортировки дыхательных газов подогретых до 37С и увлажненных до 100% от аппарата ИВЛ к пациенту и обратно, при протезировании органов дыхания у пациентов разного возраста (от недоношенных новорожденных, детей и взрослых с нарушением функции легких). Чистые дыхательные контуры одноразового использования яв ляются достаточными для использования их пациентами, получающими вентиляционную поддержку.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 107580; 109700; 109710; 136410; 165140; 173830; 185520; 185610; 271390; 275820; 318730; 321970; 327610; 330090; 354450; 232970;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. Fisher&Paykel Healthcare Ltd. (Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лтд.), 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, New Zealand. 2. Fisher & Paykel Healthcare S.A. de C.V., Ave. Todos Los Santos 12831 Parque Industrial Pacifico 22643 Tijuana, Baja California, Mexico. 3. Fisher & Paykel Healthcare S.A. de C.V., Blvd. La Encantada No. 24352-A, Colonia Fideicomiso El Florido 22245 Tijuana, Baja California, Mexico;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
271390	VII. Отдельные упаковки: 28. Маски кислородные для детей 900RT006, 50 шт./уп.
271390	VII. Отдельные упаковки: 27. Маски кислородные для взрослых: 900RT005, 50 шт./уп.
271390	VII. Отдельные упаковки: 27. Маски кислородные для взрослых: 900RT004, 50 шт./уп.
271390	VII. Отдельные упаковки: 26. Маски кислородные неонатальные: RD807-10, 10 шт./уп.
271390	VII. Отдельные упаковки: 26. Маски кислородные неонатальные: RD806-10, 10 шт./уп.
271390	VII. Отдельные упаковки: 26. Маски кислородные неонатальные: RD805-10, 10 шт./уп.
271390	VII. Отдельные упаковки: 26. Маски кислородные неонатальные: RD804-10, 10 шт./уп.
271390	VII. Отдельные упаковки: 26. Маски кислородные неонатальные: RD803-10, 10 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 25. Канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 24. Канюли носовые для взрослых RT095, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 23. Канюли носовые для детей: BC3780-20, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 23. Канюли носовые для детей: RT094, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 22. Канюли носовые для младенцев: BC2745-20, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 22. Канюли носовые для младенцев: RT093, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 21. Канюли носовые для новорожденных детей: BC2435-20, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 21. Канюли носовые для новорожденных детей: RT092, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 20. Канюли носовые для недоношенных детей: BC2425-20, 20 шт./уп.
136410	VII. Отдельные упаковки: 20. Канюли носовые для недоношенных детей: RT091, 20 шт./уп.
318730	VII. Отдельные упаковки: 19. Фильтр выдоха RT020, 20 шт./уп.
318730	VII. Отдельные упаковки: 18. Фильтр вдоха и выдоха RT019, 20 шт./уп.

107580	VII. Отдельные упаковки: 17. Тестовые легкие: 500RD106, 1 шт./уп.
107580	VII. Отдельные упаковки: 17. Тестовые легкие: RD020-01, 1 шт./уп.
232970	VII. Отдельные упаковки: 16. Обтурирующие обертки: NC100-SK, 1 шт./уп.
232970	VII. Отдельные упаковки: 16. Обтурирующие обертки: NC100-25, 25 шт./уп.
232970	VII. Отдельные упаковки: 16. Обтурирующие обертки: NC100-10, 10 шт./уп.
330090	VII. Отдельные упаковки: 15. Отражатели тепла: NC041-10, 10 шт./уп.
330090	VII. Отдельные упаковки: 15. Отражатели тепла: NC040-10, 10 шт./уп.
330090	VII. Отдельные упаковки: 15. Отражатели тепла: 900MR208, 20 шт./уп.
185520	VII. Отдельные упаковки: 14. Держатель шлангов RT028, 20 шт./уп.
354450	VII. Отдельные упаковки: 13. Трубки кислородные: 900RD009, 10 шт./уп.
354450	VII. Отдельные упаковки: 13. Трубки кислородные: 900RD008, 10 шт./уп.
354450	VII. Отдельные упаковки: 13. Трубки кислородные: 900RT003, 50 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 12. Тройник пациента неонатальный RT029, 20 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 11. Адаптеры для подсоса воздуха: RT008, 20 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 11. Адаптеры для подсоса воздуха: RT001, 20 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 10. Адаптер RT030 для тройника распылителя, 20 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 9. Адаптер RT022 гибкого соединения, 20 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 8. Адаптер RT021 гибкого соединения с тройником, 20 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 7. Адаптер 900MR961 для камеры увлажнителя, два газа, 20 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 6. Адаптер соединителя 900MR835, 50 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 5. Адаптеры для камеры увлажнителя: 900MR162L, 50 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 5. Адаптеры для камеры увлажнителя: 900MR162, 1 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 5. Адаптеры для камеры увлажнителя: 900MR161L, 50 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 5. Адаптеры для камеры увлажнителя: 900MR161, 1 шт./уп.
165140	VII. Отдельные упаковки: 4. Адаптер для катетеров 3222-504G, 50 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290HFV, 40 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290VX, 10 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290V, 40 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290UX, 10 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290U, 40 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290X, 10 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290, 40 шт./уп.

321970	VII. Отдельные упаковки: 2. Камеры увлажнителя детские: MR225X, 10 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 2. Камеры увлажнителя детские: MR225, 50 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 1. Камеры увлажнителя взрослые: MR250X, 10 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 1. Камеры увлажнителя взрослые: MR250, 40 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 1. Камеры увлажнителя взрослые: MR210X, 10 шт./уп.
321970	VII. Отдельные упаковки: 1. Камеры увлажнителя взрослые: MR210, 40 шт./уп.
271390	VI. Набор масок RD800-EN (5 шт.).
327610	V. Набор адаптеров RT010 для установки распылителя (20 шт./уп).
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT103 - дыхательный контур взрослый с линией вдоха, с обогревом, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT026 - дыхательный контур взрослый с линией выдоха, с обогревом, 20 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT408 - дыхательный контур с обогревом линии вдоха, подсосом воздуха, гибким соединителем и камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT407 - дыхательный контур без обогрева, трубкой вдоха, подсосом воздуха, гибким соединителем и камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT333 - дыхательный контур с обогревом линии вдоха, подсосом воздуха и камерой MR250, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT308 - дыхательный контур с обогревом линии вдоха, подсосом воздуха и камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT307 - дыхательный контур без обогрева с трубкой вдоха, адаптером для подсоса воздуха и камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - 900RT010 - дыхательный контур без обогрева с трубкой вдоха, адаптером для подсоса воздуха, трубкой подачи кислорода и камерой MR290, 20 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - 900RT009 - дыхательный контур без обогрева с трубкой вдоха, адаптером для подсоса воздуха, трубкой подачи кислорода и камерой MR210, 20 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - 900RT002 - дыхательный контур без обогрева с трубкой вдоха, адаптером для подсоса воздуха, трубкой подачи кислорода, камерой MR210 и маской, 20 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT023 - дыхательный контур для отучения от ИВЛ, 20 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT900 - дыхательный контур с двойным обогревом, с камерой и с мягкой этикеткой, 5 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT340 - дыхательный контур с обогревом вдоха и выдоха, с материалом Euaqua и фильтром, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT319 - дыхательный контур с обогревом вдоха, с линией давления, камерой MR290 и фильтром, 10 шт./уп.

185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT240 - дыхательный контур с обогревом вдоха и выдоха, с материалом Evaqua, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT219 - дыхательный контур с обогревом вдоха, с линией давления и камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT203 - дыхательный контур с линией вдоха, с обогревом и камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT443 - дыхательный контур для применения на дому, 10 шт./уп.
185610	IV. Наборы универсальных дыхательных контуров (22 мм): - RT112 - дыхательный контур с обогревом вдоха, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - 900RD110 - дыхательный контур с обогревом, с клапаном ПДКВ, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - 900RD010 - дыхательный контур без обогрева, с клапаном ПДКВ, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - 900RD016-10 - дыхательный контур без обогрева, с маской 60 мм, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - 900RD015-10 - дыхательный контур без обогрева, с маской 50 мм, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - 900RD014-10 - дыхательный контур без обогрева, с маской 42 мм, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - RD110-10 - дыхательный контур с обогревом, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - RD100-10 - дыхательный контур без обогрева, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - RT236 - дыхательный контур для низкого потока, 10 шт./уп.
185610	III. Наборы универсальных дыхательных контуров (10 мм): - RT235 - дыхательный контур для опорного потока, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 3. Набор неонатальных контуров для кислородной терапии: - RT129 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока при СДППД, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 3. Набор неонатальных контуров для кислородной терапии: - RT229 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока при СДППД с камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 3. Набор неонатальных контуров для кислородной терапии: - RT329 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с клапаном сброса давления, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 2. Наборы неонатальных контуров для СРАР терапии: - RT124 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 2. Наборы неонатальных контуров для СРАР терапии: - RT224 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с камерой MR290, 10 шт./уп.
327610	VII. Отдельные упаковки: 32. Удлинитель трубки (22 мм.) RT024, 20 шт./уп.

173830	VII. Отдельные упаковки: 31. Маска трахеостомические RT035, 20 шт./уп.
109710	VII. Отдельные упаковки: 30. Маски лицевые: RT041S, 10 шт./уп.
109710	VII. Отдельные упаковки: 30. Маски лицевые: RT041M, 10 шт./уп.
109710	VII. Отдельные упаковки: 30. Маски лицевые: RT041L, 10 шт./уп.
109710	VII. Отдельные упаковки: 30. Маски лицевые: RT040L, 10 шт./уп.
109710	VII. Отдельные упаковки: 30. Маски лицевые: RT040M, 10 шт./уп.
109710	VII. Отдельные упаковки: 30. Маски лицевые: RT040S, 10 шт./уп.
109700	VII. Отдельные упаковки: 29. Маски носовые: RT052, 20 шт./уп.
109700	VII. Отдельные упаковки: 29. Маски носовые: RT051, 20 шт./уп.
109700	VII. Отдельные упаковки: 29. Маски носовые: RT050, 20 шт./уп.
109700	VII. Отдельные упаковки: 29. Маски носовые: RT042, 10 шт./уп.
109700	VII. Отдельные упаковки: 29. Маски носовые: RT034, 20 шт./уп.
109700	VII. Отдельные упаковки: 29. Маски носовые: RT033, 20 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 2. Наборы неонатальных контуров для CPAP терапии: - RT324 - неонатальный дыхательный контур постоянного потока с камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 1. Наборы неонатальных контуров для инвазивной вентиляции: - RT127 - неонатальный дыхательный контур SLE, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 1. Наборы неонатальных контуров для инвазивной вентиляции: - RT227 - неонатальный дыхательный контур опорного потока SLE с камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 1. Наборы неонатальных контуров для инвазивной вентиляции: - RT125 - неонатальный дыхательный контур опорного потока, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 1. Наборы неонатальных контуров для инвазивной вентиляции: - RT225 - неонатальный дыхательный контур опорного потока с камерой MR290, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 1. Наборы неонатальных контуров для инвазивной вентиляции: - RT126 - неонатальный дыхательный контур низкого потока, 10 шт./уп.
185610	II. Наборы дыхательных контуров для детей: 1. Наборы неонатальных контуров для инвазивной вентиляции: - RT226 - неонатальный дыхательный контур низкого потока с камерой MR290, 10 шт./уп.
275820	I. Наборы дыхательных контуров для взрослых: 3. Наборы контуров анестезиологических: - RT117 - взрослый анестезиологический дыхательный контур без обогрева вдоха и выдоха, с трубкой для мешка, 10 шт./уп.
275820	I. Наборы дыхательных контуров для взрослых: 3. Наборы контуров анестезиологических: - RT116 - взрослый анестезиологический дыхательный контур без обогрева вдоха и выдоха, с линией давления, 10 шт./уп.
275820	I. Наборы дыхательных контуров для взрослых: 3. Наборы контуров анестезиологических: - RT109 - взрослый анестезиологический дыхательный контур без обогрева вдоха и выдоха, 10 шт./уп.

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11