



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 17:50 27.08.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 202817;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 133559;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/5075 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02929103);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 29.11.2016;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 07.08.2026;
7. Период действия версии: с 07.08.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур в следующих вариантах исполнения:
 1. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PP27111, внешний диаметр 0,90 мм, длина 110 см, в составе:
 - микрокатетер;
 - проводник с предварительно заданной формой;
 - мандрен;
 - шприц;
 - стопор проводника;
 - устройство для введения.
 2. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PP27131, внешний диаметр 0,90 мм, длина 130 см, в составе:
 - микрокатетер;

- проводник с предварительно заданной формой;
- мандрен;
- шприц;
- стопор проводника;
- устройство для введения.

3. Система микрокатетера Progreat® Ω для ангиографических процедур, MC-PE28131ZB, внешний диаметр 0,93 мм, длина 130 см, в составе:

- микрокатетер;
- проводник с возможностью придания формы;
- мандрен;
- шприц;
- стопор проводника;
- устройство для введения.

4. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PC2013, внешний диаметр 0,67 мм, длина 130 см, в составе:

- микрокатетер;
- мандрен.

5. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PC2015, внешний диаметр 0,67 мм, длина 150 см, в составе:

- микрокатетер;
- мандрен.

6. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PC2413, внешний диаметр 0,80 мм, длина 130 см, в составе:

- микрокатетер;
- мандрен.

7. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PB2413, внешний диаметр 0,80 мм, длина 130 см, в составе:

- микрокатетер;
- мандрен.

8. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PC2415, внешний диаметр 0,80 мм, длина 150 см, в составе:

- микрокатетер;
- мандрен.

9. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PV2415Y, внешний диаметр 0,80 мм, длина 150 см, в составе:

- микрокатетер;
- мандрен;
- Y-образный коннектор.

10. Система микрокатетера Progreat® Ω для ангиографических процедур, MC-PC2813, внешний диаметр 0,93 мм, длина 130 см в составе:

- микрокатетер;
- мандрен.

11. Система микрокатетера Progreat® Ω для ангиографических процедур, MC-PV2815Y, внешний диаметр 0,93 мм, длина 150 см в составе:

- микрокатетер;
- мандрен;
- Y-образный коннектор.

12. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PP24111ZB, внешний диаметр 0,80 мм, длина 110 см, в составе:

- микрокатетер;
- проводник с предварительно заданной формой;
- мандрен;
- шприц;
- стопор проводника;
- устройство для введения.

13. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PP24111ZD, внешний диаметр 0,80 мм, длина 110 см, в составе:

- микрокатетер;
- проводник с предварительно заданной формой;
- мандрен;
- шприц;
- стопор проводника;
- устройство для введения.

14. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PP24131ZB, внешний диаметр 0,80 мм, длина 130 см, в составе:

- микрокатетер;
- проводник с предварительно заданной формой;
- мандрен;
- шприц;
- стопор проводника;
- устройство для введения.

15. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PP24131ZD, внешний диаметр 0,80 мм, длина 130 см, в составе:

- микрокатетер;
- проводник с предварительно заданной формой;
- мандрен;
- шприц;
- стопор проводника;
- устройство для введения.

16. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PP24151ZV, внешний диаметр 0,80 мм, длина 150 см, в составе:

- микрокатетер;
- проводник с предварительно заданной формой;
- мандрен;

- шприц;
- стопор проводника;
- устройство для введения.

17. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур, MC-PP24151ZW, внешний диаметр 0,80 мм, длина 150 см, в составе:

- микрокатетер;
- проводник с предварительно заданной формой;
- мандрен;
- шприц;
- стопор проводника;
- устройство для введения.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРУМО РУС";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 7/17;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 7/17;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Terumo Corporation (Терумо Корпорейшн);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Япония;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.110;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 3;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур предназначена для введения контрастного вещества в любые кровеносные сосуды. Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур также предназначена для введения лекарственных препаратов при проведении внутриаартериальной терапии и для введения эмболизирующих материалов для гемостаза.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 238780;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Terumo Corporation Ashitaka Plant, 150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka, 418-0015, Japan;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
238780	Система микрокатетера Progreat® для ангиографических процедур

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11