



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 12:55 19.12.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 193477;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2019/8109 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02934443);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 04.12.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием. В вариантах исполнения: - с большими изогнутыми браншами для открытых операций LigaSure Impact, 18 см; - с тупым концом для открытых операций, 23 см; - с тупым концом для лапароскопических операций, 37 см; - с тупым концом для лапароскопических операций, 44 см; - с браншами типа Maryland для открытых операций, для одноэтапного заваривания, 23 см; - с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания, 37 см; - с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания, 44 см.
6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТРОНИК";
7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;
8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Covidien llc ("Ковидиен ллс");

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, USA;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, USA;

12. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Инструмент заваривает сосудистые структуры (сосуды и лимфатические протоки) и пряди тканей с помощью радиочастотной электрохирургической энергии, подаваемой между браншами инструмента.;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 279160;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Covidien llc ("Ковидиен ллс"), 6044 Longbow Court, Boulder, Colorado 80301, USA;

17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
279160	Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием - с большими изогнутыми браншами для открытых операций LigaSure Impact, 18 см;
279160	Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием - с тупым концом для открытых операций, 23 см;
279160	Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием - с тупым концом для лапароскопических операций, 37 см;

279160	Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием - с тупым концом для лапароскопических операций, 44 см;
279160	Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием - с браншами типа Maryland для открытых операций, для одноэтапного заваривания, 23 см;
279160	Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием - с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания, 37 см;
279160	Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием - с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания, 44 см.

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.

