



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 17:17 25.12.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 194330;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2020/9617 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02926596);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 22.12.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Одноразовые загружаемые блоки TA Auto Suture, TA Premium Auto Suture. В вариантах исполнения:
 1. Одноразовый загружаемый блок TA Auto Suture с технологией DST Series 30 мм - 3,5 мм.
 2. Одноразовый загружаемый блок TA Auto Suture с технологией DST Series 30 мм - 4,8 мм.
 3. Одноразовый загружаемый блок TA Auto Suture с технологией DST Series 45 мм - 3,5 мм.
 4. Одноразовый загружаемый блок TA Auto Suture с технологией DST Series 45 мм - 4,8 мм.
 5. Одноразовый загружаемый блок TA Auto Suture с технологией DST Series 60 мм - 3,5 мм.
 6. Одноразовый загружаемый блок TA Auto Suture с технологией DST Series 60 мм - 4,8 мм.
 7. Одноразовый загружаемый блок TA Auto Suture с технологией DST Series 90 мм - 3,5 мм.
 8. Одноразовый загружаемый блок TA Auto Suture с технологией DST Series 90 мм - 4,8 мм.
 9. Одноразовый загружаемый блок TA Premium Auto Suture для использования с многоразовым степлером TA Premium 30 мм - 3,5 мм.

10. Одноразовый загружаемый блок TA Premium Auto Suture для использования с многоразовым степлером TA Premium 30 мм - 4,8 мм.

11. Одноразовый загружаемый блок TA Premium Auto Suture для использования с многоразовым степлером TA Premium 55 мм - 3,5 мм.

12. Одноразовый загружаемый блок TA Premium Auto Suture для использования с многоразовым степлером TA Premium 55 мм - 4,8 мм.

13. Одноразовый загружаемый блок TA Premium Auto Suture для использования с многоразовым степлером TA Premium 90 мм - 3,5 мм.

14. Одноразовый загружаемый блок TA Premium Auto Suture для использования с многоразовым степлером TA Premium 90 мм - 4,8 мм.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТРОНИК";

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Covidien llc, USA ("Ковидиен ллс", США);

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, USA;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, USA;

12. ОКП/ОКПД2: ;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделие предназначено для перезагрузки степлеров, устанавливающих двойной ряд титановых скоб, располагаемых в шахматном порядке;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 182180;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. Covidien, 60 Middletown Avenue, North Haven, CT 06473, USA. 2. Covidien (U.S.S.C. Puerto Rico, Inc.), Building 911-67, Sabanetas Industrial Park, 00731 Ponce, Puerto Rico, USA;

17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto SutureTM, TA PremiumTM Auto SutureTM: 14. Одноразовый загружаемый блок TA PremiumTM Auto SutureTM для использования с многоразовым степлером TA PremiumTM 90 мм - 4,8 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto SutureTM, TA PremiumTM Auto SutureTM: 13. Одноразовый загружаемый блок TA PremiumTM Auto SutureTM для использования с многоразовым степлером TA PremiumTM 90 мм - 3,5 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto SutureTM, TA PremiumTM Auto SutureTM: 12. Одноразовый загружаемый блок TA PremiumTM Auto SutureTM для использования с многоразовым степлером TA PremiumTM 55 мм - 4,8 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto SutureTM, TA PremiumTM Auto SutureTM: 11. Одноразовый загружаемый блок TA PremiumTM Auto SutureTM для использования с многоразовым степлером TA PremiumTM 55 мм - 3,5 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto SutureTM, TA PremiumTM Auto SutureTM: 10. Одноразовый загружаемый блок TA PremiumTM Auto SutureTM для использования с многоразовым степлером TA PremiumTM 30 мм - 4,8 мм.

182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 9. Одноразовый загружаемый блок TA Premium™ Auto Suture™ для использования с многоразовым степлером TA Premium™ 30 мм - 3,5 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 8. Одноразовый загружаемый блок TATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 90 мм - 4,8 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 7. Одноразовый загружаемый блок TATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 90 мм - 3,5 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 6. Одноразовый загружаемый блок TATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 60 мм - 4,8 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 5. Одноразовый загружаемый блок TATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 60 мм - 3,5 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 4. Одноразовый загружаемый блок TATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 45 мм - 4,8 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 3. Одноразовый загружаемый блок TATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 45 мм - 3,5 мм.
182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 2. Одноразовый загружаемый блок TATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 30 мм - 4,8 мм.

182180	Одноразовые загружаемые блоки TATM Auto Suture™, TA Premium™ Auto Suture™: 1. Одноразовый загружаемый блок TATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 30 мм - 3,5 мм.
--------	--

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.

