



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:46 09.09.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 203492;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 170153;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2023/21842 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02936665);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 29.12.2023;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 28.08.2026;
7. Период действия версии: с 28.08.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая
, в составе:
 - I. Варианты исполнения:
 1. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая, размер М, (тонкая), (100x150x10 мм), 10 шт/уп.
 2. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая, размер М, (100x150x30 мм), 10 шт/уп.
 3. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая, размер L, (250x150x30 мм), 10 шт/уп.
 4. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая, размер XL, (250x300x30 мм), 10 шт/уп.
 5. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая для брюшной полости, (380x250x15 мм), 10 (5x2) шт/уп.

II. Инструкция-вкладыш.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ФИНКО";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123007, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/1/9-16;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG Ломанн энд Раушер Интернэшнл ГмбХ энд Ко. КГ;

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Westerwaldstrasse 4, 56579, Rengsdorf, Germany;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Westerwaldstrasse 4, 56579, Rengsdorf, Germany;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Германия;

17. ОКП/ОКПД2: 21.20.24.169;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP предназначена для помещения в рану на время проведения процедуры лечения ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением) с помощью системы CNP* и позволяет равномерно распределять давление по всей поверхности раны и эффективно выводить экссудат из полости раны. *CNP = controlled negative pressure = управляемое разрежение (контролируемое отрицательное давление).;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 287590;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Lohmann & Rauscher s. r.o., Bucovická ul. 256, 68401 Slavkov u Brna, Czech Republic ;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
287590	1. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая, размер М (тонкая), (100x150x10 мм), 10 шт/уп.
287590	2. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая, размер М., (100x150x30 мм), 110 шт/уп.
287590	3. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая, размер L, (250x150x30 мм), 10 шт/уп.
287590	4. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая, размер XL, (250x300x30 мм), 10 шт/уп.
287590	5. Повязка-губка для ран Suprasorb® CNP стерильная, одноразовая для брюшной полости, (380x250x15 мм), 10 (5x2) шт/уп.

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11