



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 14:43 14.08.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 194396;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 194396;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04022356 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04022356);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 22.12.2025;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
7. Период действия версии: с 22.12.2025;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland, с нанопокрытием в вариантах исполнения:
 1. Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для открытых операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм - 23 см, в составе:
 - инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для открытых операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм - 23 см;
 - инструкция по применению.
 2. Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм - 37 см, в составе:
 - инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм - 37

см;

- инструкция по применению.

3. Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм - 44 см, в составе:

- инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм - 44 см;

- инструкция по применению.

4. Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм - 37 см, в составе:

- инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм - 37 см;

- инструкция по применению.

5. Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм - 44 см, в составе:

- Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм - 44 см;

- инструкция по применению.

6. Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для открытых операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм - 23 см, в составе:

- Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для открытых операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм - 23 см;

- инструкция по применению.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТРОНИК";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: "Covidien llc, USA" (Ковидиен ллс, США);
14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA;
15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA;
16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Соединенные Штаты;
17. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.190;
18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;
19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Биполярный электрохирургический инструмент, предназначенный для использования при малоинвазивных или открытых хирургических операциях, предполагающих лигирование и рассечение сосудов, тканей и лимфатических структур.;
20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 279160;
21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. Terumo BCT Sterilization Services, Inc. (Терумо BCT Стерилизэйшн Сервис, Инк.), 11308 W Collins Avenue Lakewood, CO 80215 USA. 2. Covidien llc (Ковидиен ллс), 6044 Longbow Court, Boulder, Colorado 80301, USA;
22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;
23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
279160	Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для открытых операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм – 23 см, в составе:
279160	Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм – 44 см, в составе:

279160	Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного лигирования, с нанопокрытием, 5 мм – 37 см, в составе:
279160	Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм – 44 см, в составе:
279160	Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм – 37 см, в составе:
279160	Инструмент LigaSure XP для электролигирования и рассечения тканей с браншами типа Maryland для открытых операций, фиксирующая ручка с нанопокрытием, 5 мм – 23 см, в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

