



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2016 года № ФСЗ 2008/01646

На медицинское изделие
Монитор пациента IntelliVue MP5 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "ФИЛИПС"
(ООО "ФИЛИПС"), Россия, 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

Производитель
"Филипс Медицин Систем Боблинген ГмбХ", Германия,
Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH, Hewlett-Packard-Str. 2, 71034,
Boeblingen, Germany

Место производства медицинского изделия
Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH, Hewlett-Packard-Str. 2, 71034,
Boeblingen, Germany

Номер регистрационного досье № РД-14693/72722 от 30.11.2016

Вид медицинского изделия 157130

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4180

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 16 декабря 2016 года № 14269
допущено к обращению на территории Российской Федерации
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0027588

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2016 года № ФСЗ 2008/01646

Лист 1

На медицинское изделие

Монитор пациента IntelliVue MP5 с принадлежностями:

Принадлежности:

1. Разъемы для подключения кабелей.
2. Кабели соединительные:
 - кабели сетевые;
 - кабели коммутационные;
 - трубки коммуникационные;
 - коннекторы;
 - устройства крепления.
3. Магистральные ЭКГ кабели.
4. ЭКГ кабели с 3, 4, 5, 6, 10 электродами с зажимом.
5. ЭКГ кабели с 3, 5, 6, 10 электродами с защелкой.
6. ЭКГ кабели с 3, 5, 6, 10 электродами с клипсой.
7. ЭКГ электроды.
8. Соединительные блоки и разветвители.
9. Манжеты для неинвазивного измерения АД у взрослых, детей и новорожденных.
10. Трубки для манжет для неинвазивного измерения АД у взрослых, детей и новорожденных.
11. Датчики пульсоксиметрические взрослые, детские, неонатальные многоцветные.
12. Датчики пульсоксиметрические взрослые, детские, неонатальные одноцветные.
13. Адаптер к пульсоксиметрическому датчику.
14. Кабель адаптера к пульсоксиметрическому датчику.
15. Кабель удлинительный пульсоксиметрического датчика.
16. Датчик температуры универсальный многоцветный.
17. Датчик температуры универсальный одноцветный.
18. Датчик температуры наружный многоцветный.
19. Датчик температуры наружный одноцветный.
20. Датчик температуры катетера Фолея.
21. Зонд температурный неонатальный.
22. Зонд температурный пищеводный.
23. Адаптер датчика температуры.
24. Кабель адаптера датчика температуры.
25. Держатель для датчика прогноза температуры.
26. Крышки для датчика температуры, одноцветные.
27. Датчики для инвазивного измерения давления.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0031236

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2016 года № ФСЗ 2008/01646

Лист 2

28. Адаптеры датчика инвазивного измерения давления.
29. Колпачки для инвазивного измерения давления, одноразовые.
30. Держатели датчика инвазивного давления.
31. Одноканальные сенсоры к датчику инвазивного давления.
32. Двухканальные сенсоры к датчику инвазивного давления.
33. Магистралы для датчиков инвазивного измерения давления.
34. Адаптер для сенсоров.
35. Крепеж к инфузионной стойке.
36. Кабель адаптера для сенсоров.
37. Датчик для капнографии.
38. Адаптер воздуховода.
39. Назальные и орально-назальные канюли для взрослых, детей и грудных детей.
40. Пробозаборные трубки.
41. Модуль измерения анестезиологических газов.
42. Блок радиометра калибровочный ТССЗ.
43. Фиксирующие устройства для модуля измерения газов.
44. Стартовый комплект для установки мембран:
 - фиксационные кольца;
 - съемник уплотнительных колец;
 - промокательная бумага;
 - раствор электролита;
 - контактная жидкость;
 - мембрана;
 - газ калибровочный во флаконах.
45. Трубки.
46. Линии возврата отработанных газов.
47. Фильтры возврата отработанных газов.
48. Влагоотделитель.
49. Трубки забора проб газа.
50. Кабель для подсоединения устройства беспроводного мониторинга.
51. Устройство беспроводного мониторинга.
52. Устройство беспроводного мониторинга МХ40
53. Устройство для дистанционного отображения информации.
54. Кабели аналоговые.
55. Стойка настольная.
56. Подвижная стойка.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0029699

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2016 года № ФСЗ 2008/01646

Лист 3

57. Регистратор.
58. Бумага для регистратора.
59. Устройство сетевой передачи данных PHILIPS Medical LAN.
60. Кабель адаптера LAN.
61. Блок питания.
62. Интерфейс MIB.
63. Программное обеспечение для монитора.
64. Адаптер.
65. Батареи аккумуляторные.
66. Инструкция по эксплуатации для монитора.
67. Сервисная инструкция для монитора.
68. Обучающая и сервисная информация на CD.

Z

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0029700