



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17267

На медицинское изделие

Фильтры электростатические и механические DAR

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медтроник"

(ООО "Медтроник"), Россия,

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 9, помещ. III, ком. 41

Производитель

"Ковидиен ллс", США,

Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA

Место производства медицинского изделия

Mallinckrodt Dar S.r.l. Via G. Bove, 2/4/6/8, 41037 Mirandola (MO), Italy

Номер регистрационного досье № РД-41110/12476 от 28.04.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 23 мая 2022 года № 4426
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0060593

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17267

Лист 1

На медицинское изделие

Фильтры электростатические и механические DAR, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Фильтр электростатический DAR Малый Vt 30-100 mL.
2. Фильтр электростатический DAR Малый Vt 150-1200 mL, коннектор ИВЛ 22F.
3. Фильтр электростатический DAR Малый Vt 150-1200 mL, коннектор ИВЛ 22F/15M.
4. Фильтр электростатический DAR Малый с соединителем Vt 150-1200 mL.
5. Фильтр электростатический DAR Малый, с изогнутым портом Vt 150-1200 mL.
6. Фильтр электростатический DAR Малый TBO для взрослых и детей Vt 150-1200 mL, коннектор ИВЛ 22F.
7. Фильтр электростатический DAR Малый TBO для взрослых и детей Vt 150-1200 mL, коннектор ИВЛ 22F/15M.
8. Фильтр электростатический DAR Малый TBO для взрослых и детей, с изогнутым портом Vt 150-1200 mL.
9. Фильтр электростатический DAR Малый TBO Детский/неонатальный Vt 30-100 mL.
10. Фильтр электростатический DAR Малый TBO Детский/неонатальный с соединителем Vt 30-100 mL, коннектор пациента 22M/15F.
11. Фильтр электростатический DAR Малый TBO Детский/неонатальный с соединителем Vt 30-100 mL, коннектор пациента 22M.
12. Фильтр электростатический DAR Малый TBO с креплением катетера, для взрослых и детей Vt 150-1200 mL.
13. Фильтр электростатический DAR Малый TBO с соединителем для детей и младенцев Vt 75-300 mL.
14. Фильтр электростатический DAR Малый TBO для детей и младенцев Vt 75-300 mL.
15. Фильтр электростатический DAR Большой Vt 300-1500 mL, коннектор ИВЛ 22F.
16. Фильтр электростатический DAR Большой Vt 300-1500 mL, коннектор ИВЛ 22F/15M.
17. Фильтр электростатический DAR Большой TBO, для взрослых и детей Vt 300-1500 mL.
18. Фильтр механический DAR Малый Vt 150-1200 mL.
19. Фильтр механический DAR Большой Vt 300-1500 mL, коннектор пациента 22M/15F, коннектор ИВЛ 22F/15M.
20. Фильтр механический DAR Большой Vt 300-1500 mL, коннектор пациента 22M, коннектор ИВЛ 22F.
21. Фильтр механический DAR Большой TBO, для взрослых и детей Vt 300-1500 mL.
22. Фильтр механический DAR Компактный Vt 200-1500 mL.

II. Инструкция по применению.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0099824